


Wiederverwendung von FFP2-Masken für den Privatgebrauch



Wie kann ich meine FFP2-Maske selber zur Wiederverwendung aufbereiten?



So geht's:



1.

7 Tage trocknen bei Raumluft

7 Tage an der trockenen Raumluft trocknen. Dabei die Maske vorsichtig abnehmen (ohne die Vorderseite zu berühren) und an einen Haken hängen. Idealerweise haben Sie 7 Haken (für jeden Wochentag) und 7 Masken. Diesen „Trockenzyklus“ max. 5 mal wiederholen. **Oder...**



2.

Trocknen im Backofen bei 80°C

Trockene Hitze 80°C für 60 Minuten. Dafür die Masken auf Backpapier legen und den Ofen auf Ober-/Unterhitze einstellen (vorheizen). Maske nach dem Trocknen mind. noch 1 Tag an der Luft trocknen lassen. Max. 5 mal wiederholen.



Viele nützliche Tipps und Hintergrundinformationen finden Sie auf der Website der Fachhochschule Münster. www.fh-muenster.de
Für den Direktlink einfach den QR-code einscannen.

#gutaufgehoben

Ihre Apotheke vor Ort ist für Sie da!